

12-jun-2021



Onderzoek en vooral fotografie van kleine objecten als insecten e.d. onder een stereomicroscoop is niet zo gemakkelijk , vooral als er reden is om het object te draaien of te fotograferen vanuit verschillende hoeken, of om het object zo goed mogelijk binnen de scherptediepte van het objectief te brengen.

We hebben een aantal oplossingen die dit aanzienlijk vereenvoudigen.



Model 1 bestaat uit een kunststof bol met daarop een foam plaatje van 40x40x10mm

Model 2 heeft een foam plaatje van 40x40x10mm, en is gemonteerd op een sterke magnetische ring die alzijdig draaibaar is op een stalen kogel.

Het geheel wordt magnetisch geplaatst op een metalen ronde schijf van 94mm dia.

Model 3, is gemonteerd op een klein tafelstatief dat magnetisch vastgehouden wordt op een metalen tafelloppervlak.

De vierkante foamplaat van 40x40x10mm is magnetisch gemonteerd (draaibaar) en kan middels de metalen draaiknop spelingvrij gemanipuleerd worden in hoogte.

Model 4 is opgebouwd op een klein tafelstatief en werd voorzien van een verschuifbare en in hoogte verstelbare naald.