

29-jan-2025


V-13 mini microscoopcamera voor Microfotografie of -video 1920x1080p.)

**Eenvoudige WiFi microscoop camera met universele
klembevestiging op oculair van microscoop of kijker.
Met ingebouwde, oplaadbare accu van 800mAh, USB-C
laadkabel en
5 V voeding.
TFT display met weergave van jaar, maand en dag,
uren-minuten en seconden.
Inclusief TF card van (max) 256 Mb
Gratis app voor iOS of Android.**

.



V-13 camera gemonteerd op oculair van Stereomicroscoop.



Beide opnamen gemaakt met V-13 camera op Wild stereomicroSCOOP.

